

Ficha de Dados de Segurança

ALBUMINA BOVINA 22% E 30%

CATÁLOGO 451010 / 452010

Pág 1/3

1 Identificação do Produto / Reagente e da Empresa

DETALHES DO PRODUTO

- **Nome comercial:** ALBUMINA BOVINA 22%
ALBUMINA BOVINA 30%
- **Nº do Artigo:** 451010
452010
- **Descrição:** Solução contendo tampão e albumina bovina.
- **Aplicação da substância / preparação:**
 - Química de Laboratório
 - Diagnóstico in vitro

FABRICANTE:

Fabricado por:

Lorne Laboratories Ltda
Unit 1 Danehill
Cutbush Park Industrial Estate
Lower Earley
Reading
Berkshire,
RG6 4UT
United Kingdom


Importado e Distribuído por:

Koalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-350
www.koalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni CRF: 2648-RJ

SAC: sac@koalent.com.br - (21) 3907-2534

2 Composição / Informação dos Componentes

- **Uso do produto:** Somente para diagnóstico in vitro.
- **Componentes perigosos:**

Componente	Concentração	Classificação
Azida sódica	0,1%	R28, R32, R50/53 – Muito Tóxico (T+) 

3 Identificação de Perigos

- **Perigo principal:** Sobre circunstâncias normais de uso, é improvável que esse produtos cause algum dano à saúde.

Ficha de Dados de Segurança

ALBUMINA BOVINA 22% E 30%

CATÁLOGO 451010 / 452010

Pág 2/3

4 Medidas de Primeiros Socorros

- **Após inalação:** Não aplicável.
- **Após contato com a pele:** Pode causar leve irritação. Lavar a área afetada com água em abundância. Evitar contato da substância com pele não íntegra.
- **Após contato com os olhos:** Lavar com água em abundância. Persistindo o desconforto consultar um médico.
- **Após ingestão:** Complicações desconhecidas quando ingerido em pequenas quantidades. Lavar bem a boca com água e beber água em abundância. Pode ser perigoso se ingerido em grande quantidade, nesse caso procurar ajuda médica.

5 Medidas de Combate a Incêndio

- **Meios de Extinção:** Produto não inflamável. Use meio para resguardar os arredores.
- **Meios inadequados de extinção:** Produto não inflamável.
- **Riscos especiais do produto:** Decomposição térmica ou combustão podem liberar vapores tóxicos.
- **Equipamentos especiais de combate a incêndio:** Produto não inflamável.

6 Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

- **Preocupações individuais para derramamento ou vazamento:** Usar luvas de borracha e roupas de proteção, conter o líquido com papel toalha, o qual deve ser subsequentemente incinerado e posteriormente desinfetar o local.
- **Preocupações ambientais:** Evitar que o material caia em encanamentos não apropriados ou leitos de água.

7 Manuseio e Armazenamento

- **Manuseio:** Usar luvas de borracha e roupas de proteção. Os rebanhos bovinos dos quais foram derivados este produto foram testados e apresentaram resultados negativos para a BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina), febre aftosa, peste bovina e Pleuroneumonia contagiosa bovina. Nenhum método de teste conhecido pode garantir que produtos derivados de fontes animais ou humanas não irão transmitir agentes infecciosos.
- **Armazenamento:** A temperatura de armazenamento deve ser controlada entre 2 e 8 °C. Armazenar no frasco original seguramente fechado. Manter longe de produtos alimentícios.

8 Controle de Exposição e Proteção Individual

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **Proteção respiratória:** Não é necessária.
- **Proteção às mãos:** Usar luvas de borracha ou látex.
- **Proteção aos olhos:** Não é necessária.

9 Composição / Informação dos Componentes

- **Aparência:** Líquido viscoso límpido
- **Cor:** Castanho escuro
- **pH:** Aproximadamente 7
- **Densidade: (Kg/m³):** Aproximadamente 1.09

Ficha de Dados de Segurança

ALBUMINA BOVINA 22% E 30%

CATÁLOGO 451010 / 452010

Pág 3/3

10 Estabilidade e Reatividade

- **Estabilidade:** Estável por 24 meses após a data de fabricação quando armazenado entre 2 e 8 °C.
- **Materiais para evitar:** Ácidos fortes.
- **Produtos de decomposição perigosos:** O calor pode produzir gases irritantes.

11 Informações Toxicológicas

- **Toxicidade aguda:** Sob circunstâncias normais de uso estes produtos não são causadores de toxicidade aguda.
- **Sensibilização da pele:** Sob circunstâncias normais e uso é improvável que esses produtos causem sensibilização na pele.

12 Informações Ecológicas

- **Mobilidade:** O produto é facilmente miscível em água
- **Persistência / Degradabilidade:** De alguns dos ingredientes é esperada resistência a biodegradação.
- **Bio-acumulação:** Não muito provável.

13 Considerações sobre Tratamento e Descarte

- **Resíduos do produto:** O produto e sua embalagem devem ser descartados de acordo com as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar RDC 33 de 25/02/03 da ANVISA ou normas de caráter supletivo ou complementar estabelecida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de saúde.

14 Informações sobre Transporte

- **Transporte Terrestre**
Classe ADR/RID: - Não sujeito a regulamentos
- **Transporte Marítimo IMDG:**
Classe IMDG: - Não sujeito a regulamentos
Poluentes marinhos: - Nenhum
- **Transporte Aéreo ICAO-TI IATA-DGR:**
Classe ICAO/IATA: - Não sujeito a regulamentos

15 Outras Informações

- **MSDS emitido pela primeira vez:** 23/08/2001
- **MSDS dados revisados :** 27/06/2007
- **Usos e restrições:** é recomendando ao cliente assegurar que o produto está totalmente adequado para sua finalidade e uma avaliação suficientemente adequada dos riscos criados pelo uso do produto. O uso do reagente e a interpretação dos resultados devem ser realizados por pessoas treinadas e qualificadas de acordo com as exigências de cada país onde o reagente é utilizado. As informações expostas neste documento não têm caráter de total abrangência e devem ser utilizadas apenas como orientação. Todos os materiais podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado. O receptor do produto é responsável por observar todas as leis e regulamentos aplicáveis.