

109533 Tiras indicadoras de pH pH 5,0 - 10,0

sem gotejamento pH 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0

MColorpHast™

Para informações, por favor, contate o nosso
Serviço de Atendimento ao Cliente

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000

04 Abril 2014



The pH tests are suited for all media in environmental analysis and in industrial in-process controls. Our special method of manufacture gives the pH indicator stripes decisive advantages over the [indicator paper](#): since the indicator does not bleed, the stripe can be left in the measurement medium without contaminating it.

Nº de produto	Embalagem	Qt/Emb
1095330001	Caixa Plástica	100 strips
1095330007	Caixa Plástica	6 x 100 strip

Produtos alternativos

109564 Papel indicador de pH pH 5,5 - 9,0 Rolo (4,8 m) com escala de cores pH 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 Neutralit®

Acessórios

114414 Teste de cobre Método: colorimétrico com escala de cores e comparador com tubos de teste longos 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 mg/l Cu MColoritest™

118754 Teste de dióxido de cloro Método: colorimétrico, DPD, com escala de cores e bloco comparador com tubos de ensaio compridos 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO₂ MColoritest™

114765 Teste de cobre Método: colorimétrico com comparador de disco 0.3 - 0.6 -

1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l Cu
MColortest™

114418

Teste de cobre Método: colorimétrico
com escala de cores e comparador
com tubos de teste curtos 0.3 - 0.6 -
1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mg/l Cu
MColortest™

Informações sobre o produto

Código HS

3822 00 00